

Pinzas de colores para identificar el número de repeticiones de la cerdas


Fuente: www.3tres3.com

El objetivo es identificar el número de repeticiones de las cerdas de forma rápida y visual usando pinzas de colores


Granja: Idea original Lluís Planes (propietario y encargado de la explotación Cal Sallart), evolucionado por Jesús Ureña (encargado de explotación) y Carlos Casanovas (veterinario consultor porcino).	Provincia: Barcelona
---	--------------------------------

Objetivo:
Identificar el número de repeticiones de las cerdas de forma rápida y visual usando pinzas de colores.
Truco:
Manteniendo la pinza de color de la cubrición anterior, se conoce el número de repeticiones de la cerda.
Explicación:

Cuando una cerda repite, se le asigna el color del nuevo lote y se mantiene el anterior: cerdas con 2 pinzas tienen 1 repetición; cerdas con 3 pinzas tienen 2 repeticiones... De esta forma obtenemos información añadida sobre el número de repeticiones de la cerda.



Cerda con una repetición: ha pasado del lote marrón al verde.



Cerda con 2 repeticiones: originariamente era del lote marrón, pasó al verde y ahora es roja.

Si la cerda sale vacía, la ficha se coloca en posición vertical, manteniendo sus pinzas de colores.

Cuando las cerdas ya están confirmadas (pinza en la parte inferior de la ficha) es interesante colocar las pinzas hacia un lateral de la ficha. De esta forma el bajante del tubo del pienso no tapa la pinza y también podemos ver el estado productivo de la cerda desde la parte trasera.

